

科	テープ色	セット名	種類	定数	
泌尿器科	青	ヤング鉗子セット		①	フルバセット×1
適応手術					クルムを敷く/滅菌パック1重
(1) ヤング鉗子(鋸歯) A3656		1			
(2) 光学嘴管(70度) A3305		1			
(3) シース		1			

✳ 硬性尿管鏡

✳ ストーンハンチ



✳ マントリン

✳ 前立腺穿刺ガイド

✳ f-TOL用モニター(リソビーズ・システム・システム)

科	テープ色	セット名	種類	定数	
泌尿器科	青	レトロセット	補助	①	フルバスケット×1
適応手術					クルムを敷く/滅菌パック1重
(1) 光学嘴管 (70度) A1933A		1	(5) ゴム栓		3
(2) 外筒 (22. 5) A2914		1	(6) 生検鉗子 長 (27177A)		1
(3) 内筒 A0406		1	(7) 異物鉗子 (00121)		1
(4) ヘーベル付ブリッチ (2孔) A20972		1			

科	テープ色	セット名	種類	定数	
泌尿器科		内尿道切開セット		①	フルバスケット×1
適応手術	内尿道狭窄				クルムを敷く/滅菌パック1重
(1)内筒 A3560		1	切開刀類 合計5本		
(2)外筒(22Fr)A3551		1	(6)円状切開刀(先穴) A3556		2
(3)バルーンカテーテルガイド A3554		1	(7)円状切開刀(先無) A3558		1
(4)ハンドル A3550		1	(8)ナイフ切開刀 A3555		1
(5)ゴム栓		3	(9)半円型切開刀(軟性先端付)A3559		1





*スコープは、^(単品 12度スコープ)TURiS用の12度のスコープを使用してください。(旧タイプは使用不可)

*持続還流用外筒は、単品であります。

2019.1 作成



経肛門エコープローブ (C 4 1 L 4 7 R P)

- 1) 適応手術：前立腺生検
痔ろう
- 2) 滅菌方法：EOG滅菌



エコープローブ (C 2 2 K)

- 1) 適応手術：PNS・腎生検
- 2) 滅菌方法：EOG滅菌



- 3) 注意事項：穿刺ガイドは、25°を接続しているため5°の穿刺ガイドを使用したい場合は、単品の分に変更する。